



PULSOSSIMETRO PORTATILE




EN ISO 13485:2016



Pulsossimetro (saturimetro) portatile.

Dispositivo Medico notificato nel Sistema RDM presso il Ministero della Salute.



Descrizione

Monitorizza saturazione e pulsazioni attraverso il sensore incorporato oltre ad indicare l'indice di perfusione.

Utilizzabile ovunque, grazie alla semplicità di rilevamento degli indici SpO2 e della frequenza cardiaca. Normalmente utilizzato nei pazienti con asma, bronchite cronica, BPCO, polmoniti, patologie relative a deficit respiratorio-polmonari o più semplicemente per monitorare l'ossigenazione di pazienti con febbre, tosse e mancanza di respiro (dispnea).

Caratteristiche

- * Indicazioni/misure: SpO2%, Battito cardiaco, Indice di perfusione (PI), Bar Graph
- * Possibilità di installazione di un alert in caso di superamento dei limiti di SpO2 e BpmPR
- * Autospegnimento in caso di utilizzo dopo 8 secondi
- * Indicazione di livello di batteria
- * Display LED 1,5"
- * Impostazione luminosità display (3 livelli)



- * Dimensioni 57x30x31 mm
- * Peso 28gr
- * Certificato FDA, CE, iscritto nel Registro dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute

Specifiche sulla misurazione:

SpO2

- * Precisione 70% - 100%: $\pm 2-0\%$ ~ 69%: ND
- * Gamma visualizzata 30% ~ 99%
- * Precisione $\pm 1\%$

Battito cardiaco (bpmPR)

- * Precisione 25 ~ 250 bpm: ± 3 digits
- * Precisione ± 1 bpm

Accessori:

- * Manuale di istruzioni
- * Cordino di supporto
- * Certificato
- * 2 x Batterie AAA (opzionali)

Certificazioni:



EN ISO 13485:2016



CE Certificate



FDA 510(K)